



807 Dosing Unit ETFE 5 mL

6.1575.150

807 Dosing Unit de ETFE, 5 mL, destinada a dosificar reactivos alcalinos o ácido fluorhídrico (HF) con Dosinos. En comparación con un cilindro de vidrio, cabe esperar menos precisión y reproducibilidad.

Partes/accesorios 6.1575.150

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1446.040	Tapón roscado / M6



1 PCS

6.2803.010

Grasa (2 g)

Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa,
ver 6.2713.XXX



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1574.150	Elemento del cilindro vidrio 5 mL	
	Elemento del cilindro de vidrio, completo con cilindro, pistón, base del cilindro, disco de la válvula y tubo de centrado. Para 807 Dosing Unit de 5 mL.	
6.1566.150	Elemento del cilindro ETFE 5 mL	
	Para unidades de dosificación destinadas a dosificar reactivos alcalinos o ácido fluorhídrico (HF) con Dosinos. En comparación con un cilindro de vidrio, cabe esperar menos precisión y reproducibilidad.	