



807 Dosing Unit ETFE 20 mL

6.1575.220

807 Dosing Unit de ETFE, 20 mL, destinada a dosificar reactivos alcalinos o ácido fluorhídrico (HF) con Dosinos. En comparación con un cilindro de vidrio, cabe esperar menos precisión y reproducibilidad.

Partes/accesorios 6.1575.220

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1446.040	Tapón roscado / M6



1 PCS

6.2803.010

Grasa (2 g)

Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa,
ver 6.2713.XXX



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1574.220	Elemento del cilindro vidrio 20 mL	
	Elemento del cilindro de vidrio, completo con cilindro, pistón, base del cilindro, disco de la válvula y tubo de centrado. Para 807 Dosing Unit de 20 mL.	
6.1566.220	Elemento del cilindro ETFE 20 mL	
	Para unidades de dosificación destinadas a dosificar reactivos alcalinos o ácido fluorhídrico (HF) con Dosinos. En comparación con un cilindro de vidrio, cabe esperar menos precisión y reproducibilidad.	