



807 Dosing Unit ETFE 50 mL

6.1575.250

807 Dosing Unit de ETFE, 50 mL, destinada a dosificar reactivos alcalinos o ácido fluorhídrico (HF) con Dosinos. En comparación con un cilindro de vidrio, cabe esperar menos precisión y reproducibilidad.

Partes/accesorios 6.1575.250

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1446.040	Tapón roscado / M6



1 PCS

6.2803.010

Grasa (2 g)

Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa,
ver 6.2713.XXX



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1574.250	Elemento del cilindro vidrio 50 mL Elemento del cilindro de vidrio, completo con cilindro, pistón, base del cilindro, disco de la válvula y tubo de centrado. Para 807 Dosing Unit de 50 mL.	
6.1566.250	Elemento del cilindro ETFE 50 mL Para unidades de dosificación destinadas a dosificar reactivos alcalinos o ácido fluorhídrico (HF) con Dosinos. En comparación con un cilindro de vidrio, cabe esperar menos precisión y reproducibilidad.	