

Elemento del cilindro vidrio PCR 5 mL

6.1578.150

Elemento del cilindro de vidrio PCR, completo con cilindro, pistón, base del cilindro, disco de la válvula y tubo de centrado. Para 6.3033.150 Unidad de dosificación PCR 5 mL.

Partes/accesorios 6.1578.150

Qt.	Order no.	Descripción
0 PCS	6.2803.000	Grasa (1 oz) Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa, ver 6.2713.XXX

