



807 Dosing Unit 5 mL sin accesorios

6.1580.150

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 5 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.

Partes/accesorios 6.1580.150

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2803.010	Grasa (2 g)
		Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa, ver 6.2713.XXX

