



## 807 Dosing Unit 20 mL sin accesorios

6.1580.220

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 20 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.

### Partes/accesorios 6.1580.220

| Qt.   | Order no.  | Descripción                                                                         |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 6.2803.010 | Grasa (2 g)                                                                         |
|       |            | Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa, ver 6.2713.XXX |

