



Botella de PE / 1000 mL / GL 45

6.1608.040

Para Unidades intercambiables. Botella de soluciones auxiliares.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1602.150	Adaptador para botella / GL 45 - 3 x UNF 10/32

Para conexión de tubo capilar de 1/16". Se usa con soluciones auxiliares MSM y en la diálisis inline.



6.1608.023

Botella de vidrio ámbar / 1000 mL / GL 45

Para Unidades intercambiables. Botella para soluciones auxiliares.


