



Botella de eluyente / 2 L / GL 45

6.1608.070

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1602.150	Adaptador para botella / GL 45 - 3 x UNF 10/32
	Para conexión de tubo capilar de 1/16". Se usa con soluciones auxiliares MSM y en la diálisis inline.



6.1602.160

Adaptador para botella de eluyente y reactivo GL 45

Para botellas de eluyente, reactivo y enjuague, con conectores para el tubo de adsorción y el tubo de aspiración.


