



Consola de soporte para 912/913/914

6.2001.130

Consola de soporte para covertir un 912/913/914 pH/Conductometer en un aparato de laboratorio.

Partes/accesorios 6.2001.130

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2013.010	Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2016.050

Barra de soporte / 300 mm



1 PCS

6.2021.020

Portaelectrodo

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor

