



Portaelectrodo con soporte

6.2001.140

Portaelectrodo para 949 pH Meter

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

Descubra el 949 pH Meter de mesa: su aparato de medida de pH compacto para efectuar medidas rápidas y fiables en el laboratorio.

- Aparato de medida de pH compacto con pantalla a color
- Medidas precisas de pH, mV y ORP con indicación de temperatura integrada
- Fácil calibración con los tampones Metrohm, USA y NIST de hasta 3 puntos o mediante calibración de 2 puntos con tampones propios
- Indicación claramente estructurada de los valores calibrados mediante símbolos para facilitar la lectura de los valores
- 3 criterios de estabilidad para la detección de valores medidos y la obtención de resultados fiables
- Conformidad con PCL para los valores medidos, con indicación incorporada de la fecha y la hora
- Información general de los datos de calibración con función de monitorización
- El conector RS232 permite conectar una impresora.



El paquete incluye el 949 pH Meter, el portaelectrodos y la fuente de alimentación para la inmediata utilización en el laboratorio.

El 949 pH Meter es el pH-metro de mesa perfecto para efectuar medidas de pH rápidas y precisas. Ideal para laboratorios, entidades de investigación y entornos industriales en los que se realicen regularmente análisis de pH.



- Aparato de medida de pH de mesa compacto con pantalla a color
- Mide el pH, mV y el ORP con indicación de temperatura para realizar análisis exhaustivos
- Fácil calibración de pH con tampones Metrohm, USA y NIST de hasta 3 puntos o mediante calibración de 2 puntos definida por el usuario
- La indicación de los valores calibrados con símbolos asegura una clara legibilidad
- Señala la estabilidad de medida y ofrece la opción de seleccionar de entre 3 criterios de estabilidad para obtener resultados fiables
- Conforme a las PCL con indicación incorporada de la fecha y la hora
- Indicación de los datos de calibración y el ajuste del período de calibración
- Solitrode con robusto eje de plástico para una larga duración de uso

En el paquete se incluyen el 949 pH Meter, el portaelectrodos, la fuente de alimentación y el Solitrode con sensor Pt1000 con cable fijo para un uso sencillo e inmediato.
