



Soporte de muestras para 12 recipientes de digestión de cuarzo de 12 mL

6.2041.040

para el 705 UV Digester

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1446.010	Tapón Para cambiador de muestras



6.1446.100

Tapón de PTFE para recipiente de muestras de cuarzo UV 12 mL

Para recipiente de muestras de cuarzo 6.2414.000



6.1446.110

Tapón termómetro para recipiente de muestras de cuarzo UV 12 ml

Para Termómetro 6.2401.010



6.2414.000

Recipiente de muestra de cuarzo 12 mL

para 705 UV Digester

