



Soporte de muestras para 16 recipientes de digestión de cuarzo de 5 mL

6.2041.050

para el 705 UV Digester

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1446.150	Tapón termómetro para recipiente de muestras de cuarzo UV 5 ml Para Termómetro 6.2401.010



6.1446.140

Tapón para recipiente de muestras de cuarzo UV 5 mL

Para recipiente de muestras de cuarzo 6.2414.010



6.2414.010

Recipiente de muestra de cuarzo 5 mL

para 705 UV Digester

