



Gradilla de muestras, 48 x 11 mL, (Al)

6.2041.200

Gradilla de muestras para 889 IC Sample Center, apta para 48 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117.

Material: aluminio (Al)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2743.100	Viales PP de 0,7 mL para IC Sample Center, 1000 unidades 1000 recipientes de muestras



6.2743.107 Viales PP de 0,7 mL para IC Sample Center, 100 unidades
100 recipientes de muestras



6.2743.110 Frascos PP de 0,3 mL para IC Sample Center, 1000 unidades
1000 recipientes de muestras



6.2743.117 Frascos PP de 0,3 mL para IC Sample Center, 100 unidades
100 recipientes de muestras



6.7303.100 Vial de vidrio, 1,5 mL, 100 unidades


Puede utilizarse con los siguientes cambiadores de muestras: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) y 889 Sample Center.



6.7303.110

Septo para 67303100, 100 unidades


Puede utilizarse con el vial de vidrio 67303100 en los siguientes cambiadores de muestras: Liquid Autosampler CIC (TEI), Autosampler MMS 5000 (AJ) y 889 Sample Center.



6.2743.120

Septo para 6.2743.1XX Si/PTFE

1000 unidades



6.2743.127

Septo para 6.2743.1XX Si/PTFE

100 unidades

