



Gradilla de muestras, 12 x 250 mL (PVC)

6.2041.310

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 12 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1432.320	Vaso de muestra de vidrio transparente de 250 mL, 1 unidad
	Vaso de muestra de vidrio transparente de 250 mL, apto para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad



6.1432.323

Vaso de muestra de vidrio ámbar de 250 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de vidrio ámbar de 250 mL, apto para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad



6.1453.220

Vaso de muestra de plástico (PP) de 200 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 200 mL, apto para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad



6.1453.250

Vaso de muestra de plástico (PP) de 250 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 250 mL, apto para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad



6.1458.010

Cabecal de titraci3n / 6 x EN 14 y 3 x EN 9 orificio

Con 6 orificios EN 14 y 3 orificios EN 9.

