



Gradilla de muestras, 24 x 75 mL (PVC)

6.2041.340

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1432.210	Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, 1 unidad
	Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, apto para gradillas 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 y 6.2041.900, 1 unidad



6.1458.020

Cabezal de titulación / Conectores M10, 4 unidades

Con 4 boquillas roscadas M10, incl. tapones.



6.1458.030

Cabezal de titulación KF / Conectores M10, 4 unidades

Con 4 boquillas roscadas M10, incl. tapones.



6.1458.070

Cabezal de titulación/2 x EN 14

Cabezal de titulación para recipientes de muestras de 75 mL. Con 2 orificios EN 14 y 2 orificios de 6,4 mm, así como 3 puntas de dosificación retraídas. Indicado para un juego de accesorios de lavado y extracción.



6.1459.400

Vaso de muestra de plástico (PE) 75 mL, 144 unidades

Vaso de muestra de plástico (polietileno, PE) 75 mL, apto para gradillas 6.2041.340, 6.2041.350 y 6.2041.800, y la gradilla de muestras OMNIS 6.02041.040, 144 unidades.

