



Gradilla de muestras, 21 x 100 mL (PVC)

6.2041.460

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 21 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: tubos de digestión de 100 mL (CSB).

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.9914.137	Cabezal de titulación para CSB

Cabezal de titulación para la utilización del sistema CSB (MATi 12). El cabezal de titulación ofrece 3 tubos retraídos con válvula antidifusión y uno para aspirar la solución titulada. El electrodo se puede fijar con un tornillo M10. Además, hay tres orificios para las toberas de atomización.

