




Gradilla de muestras, 28 x 50 mL (PVC)

6.2041.490

Gradilla de muestras para 919 Autosampler plus y 858 Professional Sample Processor, apta para 28 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2747.010.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2747.010	Recipiente de muestras de 50 mL
	Con cierre azul y graduación de mL. Kit de 25 unidades.



6.1458.080

Cabezal de transferencia para 919 IC Autosampler plus para aplicaciones
VA y CVS.

