



Gradilla de muestras, 36 x 6 mL, (Al)

6.2041.700

Gradilla de muestras para 774 Oven Sample Processor, apta para 36 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2419.000.

Material: aluminio (Al)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2419.000	Recipiente de muestra de vidrio de 6 mL, 1000 unidades Recipiente de muestra de vidrio para muestra de hasta 6 mL, apto para septo 6.1448.050, 1000 unidades



6.1448.050

Cierre septo de aluminio / 1000 unidades

Con cierre septo de Al.


