



Gradilla de muestras, 160 x 6 mL (PVC)

6.2041.710

Gradilla de muestras para 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 160 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2419.000.


Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1448.050	Cierre septo de aluminio / 1000 unidades
------------	--

Con cierre septo de Al.



6.1462.030 Brazo giratorio con cabezal de transferencia para 786 Swing Head,
girando a la izquierda

Brazo giratorio de transferencia para el manejo de líquidos



6.1462.040 Brazo giratorio con cabezal de transferencia para 786 Swing Head,
girando a la derecha

Brazo giratorio de transferencia para manejo de líquidos



6.1462.090 Brazo giratorio con Luer lock para 786 Swing Head, girando a la derecha

Brazo giratorio de transferencia para manejo de líquidos



6.2419.000 Recipiente de muestra de vidrio de 6 mL, 1000 unidades

Recipiente de muestra de vidrio para muestra de hasta 6 mL, apto para
septo 6.1448.050, 1000 unidades

