



Gradilla de muestras, 100 x 75 mL (PVC)

6.2041.800

Gradilla de muestras para 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 100 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1458.070	Cabezal de titulación/2 x EN 14 Cabezal de titulación para recipientes de muestras de 75 mL. Con 2 orificios EN 14 y 2 orificios de 6,4 mm, así como 3 puntas de dosificación retraídas. Indicado para un juego de accesorios de lavado y extracción.



6.1459.400

Vaso de muestra de plástico (PE) 75 mL, 144 unidades

Vaso de muestra de plástico (polietileno, PE) 75 mL, apto para gradillas 6.2041.340, 6.2041.350 y 6.2041.800, y la gradilla de muestras OMNIS 6.02041.040, 144 unidades.



6.1432.210

Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, apto para gradillas 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 y 6.2041.900, 1 unidad

