



Pieza insertable para gradilla de muestras, 54 x 75 mL, para baño María, (Al)

6.2041.900

Pieza insertable para gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler «Basic», apta para 54 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.

Material: aluminio (Al)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1432.210	Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, 1 unidad
	Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, apto para gradillas 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 y 6.2041.900, 1 unidad



6.1462.050 Brazo giratorio con cabezal de valoración para 786 Swing Head, girando a la izquierda o a la derecha

Cabezal de valoración para Swing Head



6.1462.150 Brazo giratorio con cabezal de titulación y sensor vaso para 786 Swing Head, con giro a la derecha o a la izquierda

Cabezal de titulación con sensor vaso para 786 Swing Head, 2 M10, 1 SGJ 14,5 y 2 puntas de bureta



6.1459.400 Vaso de muestra de plástico (PE) 75 mL, 144 unidades

Vaso de muestra de plástico (polietileno, PE) 75 mL, apto para gradillas 6.2041.340, 6.2041.350 y 6.2041.800, y la gradilla de muestras OMNIS 6.02041.040, 144 unidades.



6.2840.000 Baño María para Procesadores de muestras robóticos y Robotic Titrosampler

Baño María para Procesadores de muestras robóticos.



6.2711.070

Bandeja colectora para 789, 815, 855

Bandeja colectora para 789, 815, 855 Robotic Sample Processor XL

