




Soporte de botellas para el Extension Module - Liquid Handling

6.2057.200

Partes/accesorios 6.2057.200

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2621.030	Llave hexagonal 4 mm



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1562.160	Tubo de transferencia 15 mL, 2 x M6 Para LQH en la cromatografía iónica. Impide la contaminación del Dosino.	
6.1608.100	Botella PE 50 mL Botella para el Extension Module Liquid Handling.	
6.2762.000	Recipiente de mezcla 50 mL para el Extension Module - Liquid Handling	