



Pieza para gradilla de muestras de 30 x 11 mL de Soliprep

6.2067.000

Pieza para gradilla de muestras de 30 x 11 mL (6.2743.050)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2743.050	Recipiente de muestras 11 mL

2000 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.

