




Gradilla de muestras 20 x 120 mL, (PP)

6.2068.010

Gradilla de muestras para 864 Balance Sample Processor, apta para 20 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300.

Plástico: polipropileno (PP)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1459.300	Vaso de muestra de plástico (PP) de 120 mL, 250 unidades
	Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 120 mL, apto para gradillas 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 y 6.9920.141, 250 unidades



6.1562.240

Puntas de pipeta 1...10 mL (200 unidades)

Puntas Eppendorf para usar con 864 Robotic Balance Sample Processor



6.2067.100

Platillo de pesaje para gradilla de muestras 6.2068.010

El platillo de pesaje está diseñado para el vaso de PP de 120 mL (6.1459.300) y se coloca en la gradilla de muestras del 864 Balance Sample Processor.

