



Gradilla de muestras, 24 x 120 mL (PVC)

6.2068.020

Gradilla de muestras para 815 Robotic Soliprep, apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1459.300	Vaso de muestra de plástico (PP) de 120 mL, 250 unidades
	Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 120 mL, apto para gradillas 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 y 6.9920.141, 250 unidades



6.2067.000

Pieza para gradilla de muestras de 30 x 11 mL de Soliprep


Pieza para gradilla de muestras de 30 x 11 mL (6.2743.050)



6.2067.010

Pieza para 24 agujas de jeringa para la gradilla de muestras de Soliprep

Pieza para gradilla de muestras para 24 agujas de jeringa (conector Luer)



6.2067.020

Pieza para filtro de inyección 12x30 mm para gradilla de muestras Soliprep

Pieza insertable de gradilla de muestras para 12x30 mm filtros desechables (conexión Luer)



6.1459.307

Vaso de muestra de plástico (PP) de 120 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 120 mL, apto para gradillas 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 y 6.9920.141, 1 unidad

