



Gradilla de muestras, 10 x 250 mL (PVC)

6.2068.030

Gradilla de muestras para 815 Robotic Soliprep, apta para 10 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1432.320	Vaso de muestra de vidrio transparente de 250 mL, 1 unidad
	Vaso de muestra de vidrio transparente de 250 mL, apto para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad



6.2067.000 Pieza para gradilla de muestras de 30 x 11 mL de Soliprep
Pieza para gradilla de muestras de 30 x 11 mL (6.2743.050)




6.2067.020 Pieza para filtro de inyección 12x30 mm para gradilla de muestras Soliprep
Pieza insertable de gradilla de muestras para 12x30 mm filtros desechables (conexión Luer)



6.2067.030 Insert 30x11.6 mm para gradilla de muestras Soliprep
Pieza insertable de gradilla de muestras para 30 x 11.6 mm ampollas. La parte superior para fijar las ampollas ya está montada en la gradilla de muestras Soliprep (6.2068.030).



6.2067.040 Pieza insertable 30 x agujas de inyección para gradilla Soliprep
Pieza insertable de gradilla de muestras para 30 x agujas de inyección (conexión Luer)



6.1432.323

Vaso de muestra de vidrio ámbar de 250 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de vidrio ámbar de 250 mL, apto para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad



6.1453.220

Vaso de muestra de plástico (PP) de 200 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 200 mL, apto para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad



6.1453.250

Vaso de muestra de plástico (PP) de 250 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 250 mL, apto para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad

