



Fuente de alimentación para 949 pH Meter

6.2166.200

Fuente de alimentación de mesa, 100-240V, 50-60Hz, 5V CC, para 949 pH Meter

Nivel de eficiencia VI

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

Descubra el 949 pH Meter de mesa: su aparato de medida de pH compacto para efectuar medidas rápidas y fiables en el laboratorio.

- Aparato de medida de pH compacto con pantalla a color
- Medidas precisas de pH, mV y ORP con indicación de temperatura integrada
- Fácil calibración con los tampones Metrohm, USA y NIST de hasta 3 puntos o mediante calibración de 2 puntos con tampones propios
- Indicación claramente estructurada de los valores calibrados mediante símbolos para facilitar la lectura de los valores
- 3 criterios de estabilidad para la detección de valores medidos y la obtención de resultados fiables
- Conformidad con PCL para los valores medidos, con indicación incorporada de la fecha y la hora
- Información general de los datos de calibración con función de monitorización
- El conector RS232 permite conectar una impresora.



El paquete incluye el 949 pH Meter, el portaelectrodos y la fuente de alimentación para la inmediata utilización en el laboratorio.
