



Soluciones tampón pH con pH 4/7/9

6.2307.230

Cada juego de tampones consta de 10 bolsas (30 mL) de soluciones tampón pH con pH 4/7/9

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2307.200	Solución tampón pH 4.00 (30 x 30 mL)
	Solución tampón pH 4.00 (25 °C) en bolsas desechables, incolora



6.2307.210 Solución tampón pH 7.00 (30 x 30 mL)
Solución tampón pH 7.00 (25 °C) en bolsas desechables, incolora



6.2307.220 Solución tampón pH 9.00 (30 x 30 mL)
Solución tampón pH 9.00 (25 °C) en bolsas desechables, incolora



6.2307.100 Solución tampón pH 4 (500 mL)
Solución tampón lista para el uso, pH = 4 (25 °C), de color, sellada



6.2307.110 Solución tampón pH 7 (500 mL)
Solución tampón lista para el uso, pH = 7 (25 °C), de color, sellada



6.2307.120

Solución tampón pH 9 (500 mL)

Solución tampón lista para el uso, pH = 9 (25 °C), incolora, sellada



6.2325.000

juego pHit

Juego de mantenimiento para electrodos de pH

El juego contiene:

- 50 mL solución de lavado
- 50 mL solución de $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$
- 50 mL solución de almacenamiento
- 2 recipientes de almacenamiento
- Instrucciones de uso

