



juego pHit

6.2325.000

Juego de mantenimiento para electrodos de pH

El juego contiene:

- 50 mL solución de lavado
- 50 mL solución de $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$
- 50 mL solución de almacenamiento
- 2 recipientes de almacenamiento
- Instrucciones de uso

Partes/accesorios 6.2325.000

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2615.050	Soporte para electrodos Soporte de electrodos para hasta 11 electrodos y 3 botellas de tampones 6.1620.000.	
6.2307.230	Soluciones tampón pH con pH 4/7/9 Cada juego de tampones consta de 10 bolsas (30 mL) de soluciones tampón pH con pH 4/7/9	
6.2307.200	Solución tampón pH 4.00 (30 x 30 mL) Solución tampón pH 4.00 (25 °C) en bolsas desechables, incolora	
6.2307.210	Solución tampón pH 7.00 (30 x 30 mL) Solución tampón pH 7.00 (25 °C) en bolsas desechables, incolora	

6.2307.220 Solución tampón pH 9.00 (30 x 30 mL)
Solución tampón pH 9.00 (25 °C) en bolsas desechables, incolora



6.2307.100 Solución tampón pH 4 (500 mL)
Solución tampón lista para el uso, pH = 4 (25 °C), de color, sellada



6.2307.110 Solución tampón pH 7 (500 mL)
Solución tampón lista para el uso, pH = 7 (25 °C), de color, sellada



6.2307.120 Solución tampón pH 9 (500 mL)
Solución tampón lista para el uso, pH = 9 (25 °C), incolora, sellada

