



Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, 100 unidades

6.2420.007

Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, apto para cierre de rosca 6.1448.067, 100 unidades

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1448.067	Cierre de rosca con septo, 100 uds.
------------	-------------------------------------

Cierre de rosca con septo, apto para frasco de muestras de 8 mL 6.2420.007, 100 uds.
--

