



Membrana de filtración de celulosa regenerada, 0,45 μm , 50 uds.

6.2714.050

Tamaño de poro nominal: 0,45 μm . Kit de 50 unidades. Para la filtración inline.


Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.02729.110	Celda de ultrafiltración 2 Para la ultrafiltración inline de muestras junto con el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Como alternativa a la compleja filtración manual con filtro de jeringa.



6.05330.010 Juego de accesorios CI: ultrafiltración inline 2 (modo extracción)


Set de accesorios para la ultrafiltración inline 2 (modo extracción). Para el uso con el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.



6.05330.110 Juego de accesorios CI: ultrafiltración inline 2 (modo inserción)

Set de accesorios para la ultrafiltración inline 2 (modo inserción). Para el uso con el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.

Kit recomendado para combinación con dilución inline (MIDT).



6.05330.210 Juego de accesorios CI: ultrafiltración inline 2 - MiPT

Set de accesorios para combinar la ultrafiltración inline 2 y MiPT. Para la utilización con el 858 Professional Sample Processor.



6.2831.010 Pincita de plástico

Para la diálisis y membranas de filtración

