




Celda de diálisis

6.2729.100

Incl. 4 tapones ciegos 6.2744.060. Para diálisis inline

Partes/accesorios 6.2729.100

Qt.	Order no.	Descripción
4 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.		



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2744.000	Tornillo de presión de PVDF Con conexión UNF 10/32 . Para aparatos CI, diálisis inline (conexión de capilares de PTFE)

