



Celda de diálisis Low Volume

6.2729.200

Incluye 4 tapones 6.2744.060. Para una diálisis inline rápida.

Partes/accesorios 6.2729.200

Qt.	Order no.	Descripción
4 PCS	6.2744.060	Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2714.010	Membrana de diálisis (acetato de celulosa) Tamaño nominal de poros: 0.2 µm. Kit de 50 unidades. Para diálisis inline	
6.2714.030	Membrana de diálisis (poliamida) Para diálisis y filtración inline.	
6.2744.000	Tornillo de presión de PVDF Con conexión UNF 10/32 . Para aparatos CI, diálisis inline (conexión de capilares de PTFE)	