



Tapón septo

6.2730.020

Con junta tórica E.301.0041. Para septo 6.1448.010 y parte superior de recip. de titración 6.1414.030. Para aplicaciones KF.

Partes/accesorios 6.2730.020

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2730.010	Tapa a rosca
De PP. Para septo 6.1448.010 o para fijar el tubo de secado 6.1403.040 o el electrodo 6.0338.100 en las partes superiores de los recipientes de valoración KF 6.1414.030 y 6.1414.040. Para aplicaciones KF.		



1 PCS

6.1448.010

Septo / 12 mm / 5 unidades

Juego de 5 piezas.

