



Baño María para Procesadores de muestras robóticos y Robotic Titrosampler

6.2840.000

Baño María para Procesadores de muestras robóticos.

Partes/accesorios 6.2840.000

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.1801.130	Tubo PVC / 8 mm / 12 mm / 2 m



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2041.900	Pieza insertable para gradilla de muestras, 54 x 75 mL, para baño María, (Al) Pieza insertable para gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler «Basic», apta para 54 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400. Material: aluminio (Al)	
6.2058.030	Prolongación de cabezal de valoración 10 mm para procesadores de muestras Prolongación del cabezal de valoración para el uso de gradillas para baño María.	