




Placa de reactor completa para Professional Reactor

6.2845.100

Placa de reactor inteligente con reactor para aplicaciones PCR.

Partes/accesorios 6.2845.100

Qt.	Order no.	Descripción
3 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.		



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2057.240	Soporte para reactor 62845xxx
	Soporte para la fijación de un reactor en el termostato para columnas.

