




Placa de reactor HT completa para Professional Reactor

6.2845.110

Placa de reactor con reactor para aplicaciones PCR a temperaturas altas (> 120 °C). Con capilares de PEEK para reactor.

Partes/accesorios 6.2845.110

Qt.	Order no.	Descripción
3 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2057.240	Soporte para reactor 62845xxx
	Soporte para la fijación de un reactor en el termostato para columnas.

