



Unidad de dosificación PCR de 5 mL

6.3033.150

Unidad de dosificación de 5 mL especialmente apta para transportar soluciones para la derivatización post-columna (PCR) en la CI.

Partes/accesorios 6.3033.150

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2739.000	Llave Para apretar conexiones



1 PCS

6.2803.010

Grasa (2 g)

Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa, ver 6.2713.XXX



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2057.250	Soporte de Dosino para PCR
	Soporte de Dosino para aparatos de CI para PCR Dosino.

