



Metrosep Amino Acids 1 - 100/4,0

6.4001.410

Columna de separación para la determinación de aminoácidos mediante detección UV/VIS tras derivatización post-columna con ninhidrina a 120 °C. La Metrosep Amino Acids 1 - 100/4,0 es la columna de separación estándar para los aminoácidos. La columna está basada en un material de poliestireno-divinilbenceno sulfonado. La determinación de los aminoácidos se efectúa mediante detección fotométrica tras una reacción post-columna con ninhidrina.

La Metrosep Amino Acids 1 - 100/4,0 permite separar hasta 44 aminoácidos, incluidos todos aquellos que se producen de forma natural en la investigación y en la práctica.

Partes/accesorios 6.4001.410

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.		



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1011.030	Metrosep RP 2 Guard/3,5	
	La Metrosep RP 2 Guard/3,5 es una columna de protección de aplicación universal que protege de forma fiable la columna de separación analítica de contaminaciones. Las partículas más pequeñas, trazas de óxido de hierro o bacterias se eliminan de forma segura. La Metrosep RP 2 Guard /3,5 ayuda a reducir costes, ya que el disco de filtrado se puede cambiar con unas pocas maniobras.	
6.1011.040	Metrosep RP 3 Guard HC/4,0	
	La Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 es una columna de protección de aplicación universal que protege de forma fiable la columna de separación analítica frente a contaminaciones. La contaminación lipófila orgánica, las partículas más pequeñas, las trazas de óxido de hierro o bacterias se eliminan de forma segura. La columna Guard está fabricada de un material polímero y, gracias a que dispone de un mayor volumen, tiene una capacidad de carga muy superior a la Metrosep RP 2 Guard/3, 5. Se puede utilizar en toda la gama de pH.	
6.1011.130	Filtros de recambio RP 2 Guard/3.5, 10 unidades	