



Equipo para el ajuste del pH en el Eluent Synthesizer 845

6.5329.000

Ajuste del pH para el Eluent Synthesizer. Incluye electrodo de pH y otros accesorios.

Partes/accesorios 6.5329.000

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1446.000	Tapón esmerilado / B-14/(15)






Tapa para conectar hasta 4 tubos con racor M6. Para botella de eluyente del Eluent Synthesizer.



Conexión de la botella de eluyente del Eluent Synthesizer - Titrino



Puerto Remote adicional para conexión de aparatos controlados por líneas remotas. Con cable fijo.



1 PCS

6.2726.090

Válvula antidifusión

Para las puntas de bureta de difusión 6.1541.XXX, 6.1543.130,
6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



1 PCS

6.3026.210

Unidad intercambiable 10 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de vidrio 10 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.

