



Juego de accesorios CI: diálisis inline Low Volume

6.5330.200

Set de accesorios para una diálisis inline rápida. Para el uso con el 858 Professional Sample Processor y una bomba peristáltica bicanal adicional.

Partes/accesorios 6.5330.200

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.070	Tornillo de presión corto Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1831.160

Capilar PEEK 0.5 mm d.i. / 70 cm



2 PCS

6.2744.034

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.




4 PCS

6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva



1 PCS

6.1602.150

Adaptador para botella / GL 45 - 3 x UNF 10/32

Para conexión de tubo capilar de 1/16". Se usa con soluciones auxiliares MSM y en la diálisis inline.



8 PCS

6.1803.040

Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i., 1 m

Tubo capilar para manipulación de muestras en la CI.



2 PCS

6.1826.340

Tubo flexible de bomba LFL (negro/negro) con 3 fijaciones

Para solución de muestra en diálisis en línea.



1 PCS

6.2755.000

Caja de tubos

Para la bomba peristáltica de aparatos CI. Presión de apriete ajustable.



1 PCS

6.1831.120

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 45 cm



1 PCS

6.2744.000

Tornillo de presión de PVDF

Con conexión UNF 10/32 . Para aparatos CI, diálisis inline (conexión de capilares de PTFE)



2 PCS

6.1826.320

Tubo de bomba LFL (naranja/amarillo), 3 topes

Para soluciones supresoras y para la solución aceptora para diálisis inline y ultrafiltración inline.



1 PCS

6.2831.010

Pincita de plástico

Para la diálisis y membranas de filtración




1 PCS

6.2057.130

Soporte para celda de diálisis

Soporte para celda de diálisis



1 PCS

6.2714.010

Membrana de diálisis (acetato de celulosa)

Tamaño nominal de poros: 0.2 μm . Kit de 50 unidades. Para diálisis inline



1 PCS

6.2729.200

Celda de diálisis Low Volume

Incluye 4 tapones 6.2744.060. Para una diálisis inline rápida.

