



Juego IQ/OQ para Cl

6.5333.000

El juego IQ/OQ para Cl contiene todas las piezas y soluciones estándar necesarias para IQ/OQ en la cromatografía iónica.

Partes/accesorios 6.5333.000

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1803.050	Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i., 20 cm Tubo capilar para diálisis inline y filtración, para Dialysis Unit, IC Filtration Sample Processor



1 PCS

6.1831.170

Tubo capilar OQ

Tubo capilar de PEEK empleado para procedimiento OQ para equipos Professional IC



1 PCS

6.2322.030

Solución patrón de cualificación de la operación para CI

Parte del kit IQ/OQ para cromatografía iónica (6.5333.000). No se puede pedir por separado.



1 PCS

6.2744.040

Conexión 2 x UNF 10/32

Para conexión de capilares 1/16 in. Para aparatos CI



1 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



1 PCS

6.2744.070

Tornillo de presión corto

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK

