



Juego con dos 807 Dosing Unit para medidas VA y CVS

6.5339.500

Juego de accesorios para 2 soluciones auxiliares destinado a la ampliación de sistemas VA o CVS. Cada juego contiene dos 807 Dosing Unit con cilindros de 2 mL, dos botellas de vidrio transparente de 100 mL, soporte de botellas para 2 botellas y material de conexión. No se incluyen unidades Dosino.

Partes/accesorios 6.5339.500

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.1608.050	Botella de secado horno / 100 mL / GL 45



2 PCS 6.1618.060 Adaptador de rosca GL 45 interior aGL 45 exterior
Adaptador de rosca (GL45 en GL45); p.ej. para botella de reactivo con
brida elevada



2 PCS 6.1805.530 Tubo de FEP / M6 / 2 m
Con protección contra luz y doblado.



2 PCS 6.1819.010 Tubo de PTFE
En la parte superior del vaso de lavado de los Stands VA



1 PCS 6.2055.110 Soporte para botellas o soporte de Dosino para 2
botellas / Dosinos

Soporte para 2 botellas de 250 mL o 2 Dosinos



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
2.800.0010	800 Dosino
	El 800 Dosino es un accionamiento con hardware de grabación/lectura para Unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (150 cm). 
