



Equipo básico con dos 807 Dosing Unit para medidas VA para 884 Professional VA

6.5339.510

Juego de accesorios para 2 soluciones auxiliares destinado a la ampliación de sistemas VA manuales. Cada juego contiene una 807 Dosing Unit con cilindros de 2 mL y 5 mL, botellas de vidrio transparente de 100 mL, 250 mL y 2 L, soporte de botellas para 2 botellas, una micropunta x4 y material de conexión. No se incluyen unidades Dosino.

Partes/accesorios 6.5339.510

Qt.	Order no.	Descripción
4 PCS	6.1446.040	Tapón roscado / M6



1 PCS

6.1602.190

Pieza accesoria para botellas de eluyente, 1 x EN 14, 4 x M6

Tapa para conectar hasta 4 tubos con racor M6. Para botella de eluyente del Eluent Synthesizer.



1 PCS

6.1608.050

Botella de secado horno / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1608.090

Botella / 250 mL / GL 45



2 PCS 6.1618.060 Adaptador de rosca GL 45 interior a GL 45 exterior
Adaptador de rosca (GL45 en GL45); p.ej. para botella de reactivo con
brida elevada



1 PCS 6.1805.120 Tubo de FEP / M6 / 100 cm
Con protección contra luz y doblado.



2 PCS 6.1805.530 Tubo de FEP / M6 / 2 m
Con protección contra luz y doblado.



4 PCS 6.1808.000 Manguito de conexión M6



1 PCS

6.1815.010

Cinta espiral / 0.5 m

Para mantener juntos diferentes cables y tubos.



2 PCS

6.1819.010

Tubo de PTFE

En la parte superior del vaso de lavado de los Stands VA



1 PCS

6.1824.000

Punta de microdosificación cuádruple

Con 4 x rosca M6. Para bancos de medida VA.



1 PCS

6.1829.070

Set de tubos para aparatos Professional VA/CVS

Set de tubos para el cabezal de medida de aparatos Professional VA/CVS. Se compone de 4 tubos FEP con conector M6, punta reducida y protección contra pliegues (2 x 82 mm de longitud y 2 x 110 mm de longitud).



1 PCS

6.2055.110

Soporte para botellas o soporte de Dosino para 2
botellas / Dosinos

Soporte para 2 botellas de 250 mL o 2 Dosinos



1 PCS

6.2621.080

Pinza para cortar capilares

Herramienta de corte para cortar fácilmente capilares de plástico, 1/16" y 1/8"; se incluyen 5 cuchillas de recambio.



1 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 5 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.

