



Juego de accesorios para la determinación de la corrección de la temperatura en aparatos Rancimat y PVC Thermomat.

6.5616.100

Set para el ajuste exacto de la temperatura

Partes/accesorios 6.5616.100

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1111.010	Sensor de temperatura Pt100 para aparatos de medida de la estabilidad (17.5 cm)
Sensor de temperatura Pt100 (longitud: 17,5 cm) con cable fijo y enchufe Mini-DIN. Este sensor de temperatura sin vidrio es adecuado para el uso en el 711 Liquino y en instrumentos de medida de estabilidad (743 Rancimat, 763 PVC Thermomat, 892 Professional Rancimat u 895 Professional PVC Thermomat).		



2 PCS

6.2042.040

Grapa para sensor de temperatura

Grapa de fijación para sensor de temperatura Pt100 de aparatos de medida de la estabilidad



1 PCS

6.2326.000

Aceite de silicona para aparatos para la medida de la estabilidad (50 mL)

Aceite de silicona para determinar el coeficiente de temperatura Delta T en los aparatos para la medida de la estabilidad.



1 PCS

6.2418.000

Tubo de aire para medidas de aceite

Juego de 12 unidades. En combinación con 6.1429.040.

