



Juego de accesorios para la determinación de la corrección de temperatura en Biodiesel Rancimat.

6.5616.110

Set para el ajuste exacto de la temperatura

Partes/accesorios 6.5616.110

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1111.020	Sensor de temperatura Pt100 para aparatos de medida de la estabilidad (30 cm)

Sensor de temperatura Pt100 (longitud: 30 cm) con cable fijo y enchufe Mini-DIN. Este sensor de temperatura sin vidrio es adecuado para el uso en instrumentos de medida de estabilidad (873 Biodiesel Rancimat y 893 Professional Biodiesel Rancimat).



2 PCS

6.2042.040

Grapa para sensor de temperatura

Grapa de fijación para sensor de temperatura Pt100 de aparatos de medida de la estabilidad



1 PCS

6.2326.000

Aceite de silicona para aparatos para la medida de la estabilidad (50 mL)

Aceite de silicona para determinar el coeficiente de temperatura Delta T en los aparatos para la medida de la estabilidad.

