



Juego de accesorios de transferencia 0,5...2 mL para 789/815

6.5619.000

Juego de accesorios completo para la transferencia de soluciones de 0,5 a 2,0 mL en el Robotic Sample Processor.

Partes/accesorios 6.5619.000

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1446.180	Tapón para kit de transferencia
		Tapón para la valoración y la valoración volumétrica KF en el recipiente de valoración externo.



1 PCS

6.1448.000

Tapón septo / B-14/15



2 PCS

6.1448.020

Septo / 16 mm / 5 unidades

Juego de 5 piezas.



1 PCS

6.1462.090

Brazo giratorio con Luer lock para 786 Swing Head,
girando a la derecha

Brazo giratorio de transferencia para manejo de líquidos



1 PCS

6.1464.320

Recipiente de valoración KF / 80 - 250 mL /
coulométrico



1 PCS

6.1562.110

Tubo de pipeteo 2 mL

Tubo de pipeteo para la transferencia de soluciones



1 PCS

6.1608.090

Botella / 250 mL / GL 45




1 PCS

6.2001.100

Consola de soporte para kit de transferencia para 789 /815

Consola de soporte para kit de transferencia de líquidos, utilizado con Procesadores de muestras robóticos XL



1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2701.040

Cierre GL 18 con orificio

Fabricado con PBT. Con agujero para septo 6.1448.020. Para la celda sin diafragma 6.5405.000 y los recipientes de titulación 6.1464.32X y 6.1465.320.



1 PCS

6.2751.120

Cubierta de seguridad kit de transferencia para 789 /815

Cubierta de seguridad para los Sample Processor con 786 Swing Head y kit de transferencia.



1 PCS

6.2816.100

Aguja de inyección con salida de gas

Con Luer lock, para juego de transferencia 6.5619.00.



1 PCS

6.2055.110

Soporte para botellas o soporte de Dosino para 2 botellas / Dosinos

Soporte para 2 botellas de 250 mL o 2 Dosinos

