




Juego de accesorios para la segunda bomba del 864 Robotic Balance Sample Processor

6.5622.000

Set de accesorios para la conexión de una segunda 843 Pump Station con estación de lavado externa al 864 Robotic Balance Sample Processor

Partes/accesorios 6.5622.000

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1826.160	Tubo de bomba Viton

Para bombas peristálticas.



1 PCS

6.2141.300

Cable para conexión «remote» 843 Pump Station -
Sample Processor

Cable de conexión «remote» para la conexión directa de una 843 Pump
Station a los conectores de bomba del Sample Processor



1 PCS

6.2841.010

Estación de lavado externa para brazo giratorio con
cabezal de titulación 6.1458.040

La estación de lavado externa puede ponerse al lado de la torre de
Robotic Sample Processor y permite el lavado exterior del equipo de
titulación mientras se realizan otras acciones en la gradilla.

