



Juego de consumibles CVS

6.5703.020

Contiene las piezas de desgaste más importantes para las aplicaciones CVS con aparatos CVS Professional.

Partes/accesorios 6.5703.020

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.0728.130	Electrodo de referencia LL-Ag/AgCl para CVS

Sistema de referencia interno con electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Para el uso con un recipiente de electrolito de plástico 6.1245.010.



1 PCS

6.1204.610

Punta de electrodo de platino de 2 mm para CVS

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de electrodo 2 mm $\pm 0,05$ mm, superficie pulida, mango de vidrio, rosca M3. Error de concentricidad: 0,3 mm. Rango de temperatura: 0 ... 50 °C.




1 PCS

6.1244.050

Correas de accionamiento para electrodos giratorios en disco

Para aparatos Professional VA/CVS (3 piezas).



1 PCS

6.1824.000

Punta de microdosificación cuádruple

Con 4 x rosca M6. Para bancos de medida VA.

