



Recipiente de muestras NIRS DS2500, grande, 5 unidades

6.7402.060

Set de cinco recipientes de muestras grandes para la medida espectral de polvos y granulados en reflexión mediante el NIRS DS2500 Analyzer.

Partes/accesorios 6.7402.060

Qt.	Order no.	Descripción
5 PCS	6.7402.050	Recipiente de muestras DS2500, grande

Recipiente de muestras grande para el registro espectral de polvos y granulados en reflexión en diferentes puntos de muestra por medio del NIRS DS2500 Analyzer.

